

## Complement C3d

### Aanvraag

Synoniemen: Complement C3 afbraakproducten  
Aanvraag code LIS: COMP.C3d

### Staal

Voorkeurstaaltype: EDTA plasma diepgevroren  
Minimum volume: 900 µl  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Siemens BN2  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 8  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Neen  
EKE deelname: Neen

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	3.5 %	3.5 %

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541170  
Nomenclatuur: 541170 - 541181 B 125 Dosereren van C3 d met een immunologische methode #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-06-27

Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.