

## IgE konijn epitheel

### Aanvraag

Synoniemen: E82  
Aanvraag code LIS: IgE.e82

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: EDTA- of Heparineplasma  
Minimum volume: 50 µl  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: UNICAP - CAP technologie: Radio Allergo AbSorbent Test  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 7 dagen  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.35 KU/L

0.35 KU/L

## Extra informatie

Restricties: Totaal IgE gehalte nodig voor interpretatie. Vals positiviteit voor penicilline en andere haptenen vanaf 800 E/ml, voedingsmiddelen vanaf >1500 E/ml ,schimmels vanaf > 2000 E/ml en pollen en huisstofmijt vanaf 4000 E/ml.  
Geen cross-reactiviteit met andere humane Ig (G,A,M,D) bij fysiologische concentraties

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556275  
Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel [47](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-12-03

Marthe Lateur