

## CA 125 (Access)

### Aanvraag

Aanvraag code LIS: 304 (therapeutische monitoring); 9304 (diagnose);

### Staal

Voorkeurstaaltype: Serum  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 2.0  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: One-step immunoenzymatic " sandwich " assay  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Terugbetaling via RIZIV: Ja (304); Nee (9304)  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.0-35.0 U/mL	0.0-35.0 U/mL

### Extra informatie

Restricties: Heterofiele AS kunnen interfereren.  
Geen significante interferentie door Bilirubine (364µmol/l),Hb

(300 µmol/l ) en lipemische stalen (Triglyceriden 10 mg/ml )

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548376  
Nomenclatuur: 548376 - 548380 B 700 Doseren van CA 125 met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [201](#), [319](#)) (Diagnoseregel [46](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-08-13

Bart Glibert