

## IgE tomaat

### Aanvraag

Synoniemen: F25  
Aanvraag code LIS: IgE.f25

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 300 µl  
Stabiliteit (dagen): 14.0  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Unicap 1000 - Fluorescentie enzyme immuno-assay (FEIA)  
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks  
Antwoordtijd (dagen): 5  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Ja  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.35 kU/L

0.35 kU/L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556275  
Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per  
antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel [47](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau