

## Cortisol 18 u

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 806;  
CORT.18u

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);  
EDTA-plasma (EP)  
Minimum volume: 500µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel  
Chemiluminescentie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4.4-11.2 µg/dL	4.4-11.2 µg/dL

## Extra informatie

Restricties: HAMA-interferentie.  
Cross-reactivity: Prednisolone (40.3%), Cortisone (14.5%), 11-Deoxycortisol (21.6%) ...

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546033  
Nomenclatuur: 546033 - 546044 B 400 Dosereren van cortisol #(Maximum 1)  
(Cumulregel [210](#), [228](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau