

Cortisol 8 u

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 805;
CORT.dag

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staalttype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	6.7-22.6 µg/dL	6.7-22.6 µg/dL

Extra informatie

Restricties: HAMA-interferentie.
Cross-reactivity: Prednisolone (40.3%), Cortisone (14.5%), 11-Deoxycortisol (21.6%)...

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546033
Nomenclatuur: 546033 - 546044 B 400 Dosereren van cortisol #(Maximum 1)
(Cumulregel [210](#), [228](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau