

DHEAS

Aanvraag

Synoniemen: DHEA-sulfaat
Aanvraag code LIS: 742;
DHES

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 750 µl
Transportcondities: Serum bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Maandag t.e.m. zaterdag
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	25-303 µg/dL	25-303 µg/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk-4 wk	8-317 µg/dL	8-317 µg/dL
4 wk-12 md	32-214 µg/dL	32-214 µg/dL
12 md-5 j	33-276 µg/dL	33-276 µg/dL
5 j-10 j	3-85 µg/dL	3-85 µg/dL
10 j-15 j	34-280 µg/dL	9-170 µg/dL
15 j-20 j	65-368 µg/dL	70-492 µg/dL
20 j-25 j	238-539 µg/dL	211-492 µg/dL
25 j-35 j	168-592 µg/dL	96-512 µg/dL
35 j-45 j	61-337 µg/dL	89-427 µg/dL
45 j-55 j	35-256 µg/dL	56-283 µg/dL
55 j-65 j	19-205 µg/dL	52-295 µg/dL
65 j-75 j	9-246 µg/dL	34-249 µg/dL
> 75 j	49-362 µg/dL	30-182 µg/dL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559473
 Nomenclatuur: 559473 - 559484 B 400 Dosereren van dehydro-epiandrosteron sulfaat (DHEA-S) #(Maximum 1)(Cumulregel [209](#), [210](#), [322](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.