

## Mitochondriën as

### Aanvraag

Synoniemen:	Anti-mitochondriale antistoffen AMA AMF Anti-mitochondriale factor Anti-lever antistoffen
Aanvraag code LIS:	MIT.as.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	260 µl
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	<a href="#">Klik hier voor afname instructies</a>

### Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Indirecte immunofluorescentie
Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
Antwoordtijd (dagen):	4
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	20 Titer	20 Titer

## Extra informatie

Restricties: Indien deze test positief is dan wordt steeds, bij diagnose, met een specifieke methode (lever auto-immuniteit - IgG immunoblot) geconfirmeerd.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555951,555973  
Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

---

555973 - 555984 B 450 Titreren van antiweefselantilichamen #(Maximum 1) (Diagnoseregel [26](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans