

Soluble liver antigen as (SLA)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: SLA.as.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Immunoblot
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Nee
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Deze test wordt automatisch uitgevoerd indien bij een nieuwe patiënt een positief resultaat wordt bekomen bij de anti-LKM of anti-mitochondriale antistof screening

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555951,556054
Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

556054 - 556065 B 700 Identificeren van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen met een immunoblot of immunodot techniek, ongeacht het aantal geïdentificeerde antigenen #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [29](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-06-03

Bart Havermans