

TSI (TSH receptor as)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: TSI of TSHR.as

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: EDTA-plasma en heparine-plasma
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: JA (BELAC)
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.00-0.55 IU/L	0.00-0.55 IU/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 433171,542732
Nomenclatuur: 433171 - 433182 B 900 Doseran van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling #(Maximum 1) (Cumulregel [80](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

542732 - 542743 B 900 Doseran van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling #(Maximum 1)(Cumulregel [80](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans