

Chlamydomphila pneumoniae IgA

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 729 = (Chlamydia pneumoniae IgG + IgA)

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 50 µl

Stabiliteit (dagen): 4.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: CHORUS - ELISA

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 1d

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.1 AU/mL

1.1 AU/mL

Extra informatie

Restricties: HIL index van staal negatief
Geen interf. met Hb (5-30 mg/ml), Bili (4.5-45 mg/dl), TG (10-250 mg/ml), RF (44-220 IU/ml)
Sensitiviteit: 91.3%, Specificiteit: 95.5%

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551972
Nomenclatuur: 551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen
#(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregul [74](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau