

## Chlamydomphila pneumoniae IgG

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 729 = (chlamydia pneumoniae IgA + IgG)

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 50 µl

Stabiliteit (dagen): 4.0

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Chorus - ELISA

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 1

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

18 AU/mL

18 AU/mL

## Extra informatie

Restricties:

HIL index van staal moet negatief zijn.

Geen interferentie met Hb (5-30 mg/ml), Bili (4.5-45 mg/dl), TG (10-250 mg/ml), RF (44-220 IU/ml)

Sensitiviteit: 93.1%, Specificiteit: 94.1%

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

551972

Nomenclatuur:

551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen  
#(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau