

## Borrelia burgdorferi IgM

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 348 (= Borrelia IgG +IgM)

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma  
Minimum volume: 500 µl  
Stabiliteit (dagen): 6.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: mini Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (Elfa)  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	18.00 Index	18.00 Index

## Extra informatie

Restricties: Cross-reactiviteit: Syphilis, EBV, HAV, HSV, TXP, HAMA,...  
(zie bijsluiter)  
Geen significante interferentie met Hb 5g/L, TG 30g/L en Bili 0.3 g/L.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552134  
Nomenclatuur: 552134 - 552145 B 300 Opsporen van IgM antilichamen tegen  
Borrelia #(Maximum 1) (Diagnoseregel [79](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau