

## Hepatitis A virus IgM

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 294;  
HAV.IgM.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 500 µl  
Stabiliteit (dagen): 28.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: Access 2 - Paramagnetisch partikel  
Chemiluminescentie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-1.00 ratio

0.00-1.00 ratio

## Extra informatie

Restricties: HAMA en heterofiele antilichamen kunnen interfereren.  
Mazelen IgM kunnen vals positieve reacties geven.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551353  
Nomenclatuur: 551353 - 551364 B 300 Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [229](#), [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2026-02-27

Justine Platteau