

Hepatitis B virus e ag

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 985;
HBV.e.ag.kwl

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: mini Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (ELFA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-0.10 ratio

0.00-0.10 ratio

Extra informatie

Restricties: HbeAG enkel te bepalen indien HBsAG positief is.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551412
Nomenclatuur: 551412 - 551423 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBe antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [231](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau