

Hepatitis B virus e as

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 986;
HBV.e.as.kwl

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: mini Vidas - Enzyme linked Fluorescent Assay (ELFA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>0.5 ratio

>0.5 ratio

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551456
Nomenclatuur: 551456 - 551460 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van anti HBe antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel [233](#), [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau