

## Epstein Barr Nucleair ag IgG

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: EBV.EBNA.IgG.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 500 µl  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Chemiluminescence Microparticle Immuno Assay (CMIA)  
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1 Index

1 Index

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551530  
Nomenclatuur: 551530 - 551541 B 250 Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans