

## Bof virus IgG

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: BOF.IgG.kwl\_RNS

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 230 µl  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  
Uitvoeringsfrequentie: minstens 2x/week  
Antwoordtijd (dagen): 4  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

21 U/mL

21 U/mL

## Extra informatie

Restricties: De serologie kan niet gebruikt worden om een eventuele immuniteit (na vaccinatie) in te schatten. Een positief IgG-resultaat is niet bewijzend voor immuniteit in de huidige context (anno 2013)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551574  
Nomenclatuur: 551574 - 551585 B 250 Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans