

Bof virus IgG

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: BOF.IgG.kwl_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 230 µl
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie: minstens 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

21 U/mL

21 U/mL

Extra informatie

Restricties: De serologie kan niet gebruikt worden om een eventuele immuniteit (na vaccinatie) in te schatten. Een positief IgG-resultaat is niet bewijzend voor immuniteit in de huidige context (anno 2013)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551574
Nomenclatuur: 551574 - 551585 B 250 Opsporen van IgG antilichamen tegen bofvirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans