

## PTH intact

### Aanvraag

Synoniemen: Parathormoon  
Aanvraag code LIS: 957

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);  
EDTA-plasma (EP)  
Minimum volume: 55µl  
Stabiliteit (dagen): 0.5  
Transportcondities: 6 uur bij KT (2-3 dagen in EDTA bloed)  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: DXI800  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

6-29 ng/L

6-29 ng/L

## Extra informatie

Restricties: Hemolytische en/of lipemische stalen vermijden !  
HAMA en andere heterofiele antilichamen kunnen interfereren.  
Geen invloed van Hb (500 mg/dl), Bili (20 mg/dl) en CHOL (500 mg/dl)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559274  
Nomenclatuur: 559274 - 559285 B 400 Doseran van intact parathormoon  
#(Maximum 1) (Cumulregel [117](#), [235](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-14

Bart Glibert