

Calcitonine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Calcitonine_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Het bloedstaal dient zo snel mogelijk na afname te worden verwerkt. Bij voorkeur gebeurt de bloedafname in het laboratorium.

Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 750 µl

Transportcondities: Bij -21°C

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)

Uitvoeringsfrequentie: weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 7

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Ja

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.0-9.5 pg/ml

0.0-6.4 pg/ml

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559296
Nomenclatuur: 559296 - 559300 B 600 Dosereren van calcitonine #(Maximum 1)(Cumulregel [118](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans