

Renine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: RENINE_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Staalname dient 's morgens te gebeuren en dit zonder speciaal dieet.

Voorkeurstaaltype: EDTA plasma diepgevroren

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500 µl

Transportcondities: -21°C

Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Chemiluminescent immunoassay (CLIA)

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 4

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Gelieve wijze van staalname te specificeren.
Het is wenselijk om gelijktijdig een 24 uurscollectie voor natrium,
kalium en creatinine uit te voeren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559193
Nomenclatuur: 559193 - 559204 B 500 Dosereren van renine #(Maximum
1)(Cumulregel [92](#), [235](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-10-13

Justine Platteau