

Erythropoietine

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: EPO

Staal

Patiëntvoorbereiding: Afname bij voorkeur nuchter

Voorkeurstaaltype: Serum

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 1 ml

Transportcondities:

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Antwoordtijd (dagen): 3

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4.3-29 IU/L	4.3-29 IU/L

Extra informatie

Restricties: Zichtbaar hemolytische en lipemische stalen zijn niet geschikt.
Vermijd herhaaldelijk diepvriezen en ontdooien.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans