

Oestron (E1)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: OESN

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20-60 pg/ml

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559355
Nomenclatuur: 559355 - 559366 B 500 Dosereren van oestron ##(Maximum 1)
(Cumulregel [95](#), [212](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans