

## Eiwit 24u urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 411

### Staal

Patiëntvoorbereiding: 24 uur collectie  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 2.0  
Transportcondities:

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie bij 470/600 nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.04-0.15 g/24u	0.04-0.15 g/24u

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor ammonia (139mmol/L, Kreatinine (26mmol/L), Glucose (277 mmol/L), UZ (18mmol/L), Bilirubine (0.3mmol/L) ... (zie bijsluiter). Lage waarden mogelijk bij aanwezigheid van Ig-lichte keten (Bence- Jones proteïnen ) Hemolytische stalen vermijden/niet geschikt

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125532  
Nomenclatuur: 125532 - 125543 B 50 Doseran van totale proteïnen  
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [1](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau