

## Natrium urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 502

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200 µl  
Stabiliteit (dagen): 45.0  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties: Anticoagulans, bewaringsmiddelen, drugs, ... kunnen interfereren  
Hemolytische stalen vermijden  
Troebele urinestalen eerst centrifugeren

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543734  
Nomenclatuur: 543734 - 543745 B 60 Dosereren van natrium #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.