

Kalium urine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 503

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 45.0
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Indirecte potentiometrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Troebele urine eerst afdraaien

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543675
Nomenclatuur: 543675 - 543686 B 60 Doseran van kalium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.