

## Ureum urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 505

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo.  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Kinetische UV methode  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)  
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)  
  
Troebele urinestalen eerst centrifugeren

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543771  
Nomenclatuur: 543771 - 543782 B 50 Dosereren van ureum #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.