

## Albumine urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS:           589 albuminurie  
  591 micro-albuminurie

### Staal

Patiëntvoorbereiding:       Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype:           Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume:            0.2 ml  
Stabiliteit (dagen):         2.0  
Transportcondities:  
Afname instructies:         [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo:            AZ Glorieux  
Toestel:                      AU5800  
                                    Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie:     24u/24u  
Antwoordtijd (dagen):      4u  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV:   Ja  
Accreditatie:                Nee  
EKE deelname:               Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke:         Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.99 mg/dL

1.99 mg/dL

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Glucose (3000mg/dl), creatinine (300mg/dl), urea (50000mg/dl), Hb (500 mg/dl), Bili (40mg/dl), ...  
Alle urines eerst afdraaien  
Geen hematurie !

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543690,543712  
Nomenclatuur: 543690 - 543701 B 150 Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode #(Maximum 3)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

---

543712 - 543723 B 150 Doseren van albumine in micro-hoeveelheid door een immunologische methode #(Maximum 1)(Cumulregel [69](#)) (Diagnoseregel [3](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-07-19

Bart Glibert