

## Metanefrinen in urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 550 of MNEF.URI

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.  
Voorkeurstaaltype: Aangezuurde 24 uurs urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume:  
Transportcondities: Kamertemperatuur  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Tandem massa spectrometrie  
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/week  
Antwoordtijd (dagen): 8  
Urgentie: Nee  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties:

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546534  
Nomenclatuur: 546534 - 546545 B 1400 Afzonderlijk doseren van de  
metanefrines en normetanefrines door HPLC met  
electrochemische detectie #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-02

Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.