

Eiwit CSV

Aanvraag

Synoniemen: Totaal eiwit CSV
Aanvraag code LIS: 901

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 3.0
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B51A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie bij 470/600 nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------|--------------|--------------|
| 1 md | 15-130 mg/dL | 15-130 mg/dL |
| > 1 md | 15-45 mg/dL | 15-45 mg/dL |

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor ammonia (139mmol/L, Kreatinine (26mmol/L), Glucose (277 mmol/L), UZ (18mmol/L), Bilirubine (0.3mmol/L) ... (zie bijsluiter)
Lage waarden mogelijk bij aanwezigheid van Ig-lichte ketten (Bence-Jones proteïne)
Hemolytische stalen vermijden/niet geschikt

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544095
Nomenclatuur: 544095 - 544106 B 100 Dosereren van totale proteïnen
#(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau