

## Eiwit punctievocht

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 792

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Punctievocht  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200 µl  
Stabiliteit (dagen): 2.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie bij 470/600 nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties: Sterke hemolyse leidt tot vals hoge waarden

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 545694  
Nomenclatuur: 545694 - 545705 B 80 Dosen van totale proteïnen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur