

## Eiwit urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 410

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 2.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Fotometrische colorimetrie bij 470/600 nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja (indien stick positief)  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.15 g/L

0.15 g/L

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor ammonia (139mmol/L, Kreatinine (26mmol/L), Glucose (277 mmol/L), UZ (18mmol/L), Bilirubine (0.3mmol/L) ... (zie bijsluiter). Lage waarden mogelijk bij aanwezigheid van Ig-lichte keten (Bence- Jones proteïnen ) Hemolytische stalen vermijden/niet geschikt

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125532  
Nomenclatuur: 125532 - 125543 B 50 Doseran van totale proteïnen  
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [1](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2026-01-15

Bart Glibert