

Normetanefrinen/24u

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 550 of NMNF.24u_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.
Alternatief Staaltype:
Minimum volume:
Transportcondities: Kamertemperatuur

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/ week
Antwoordtijd (dagen): 8 dagen
Urgentie: Nee
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
8 j	34-169 µg/24u	18-144 µg/24u
8 j-12 j	84-422 µg/24u	43-122 µg/24u

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
12 j-17 j	91-456 µg/24u	33-185 µg/24u
17 j-29 j	103-390 µg/24u	103-390 µg/24u
29 j-39 j	111-419 µg/24u	111-419 µg/24u
39 j-49 j	119-451 µg/24u	119-451 µg/24u
49 j-59 j	128-484 µg/24u	128-484 µg/24u
59 j-69 j	138-521 µg/24u	138-521 µg/24u
> 69 j	148-560 µg/24u	148-560 µg/24u

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans