

Troponine I HS

Aanvraag

Synoniemen: cTnI
Aanvraag code LIS: 240

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 2.0
Transportcondities: Centrifugatie zo snel mogelijk na bloedafname
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

19.8 pg/ml

11.6 pg/ml

Extra informatie

Restricties:

Myocardische schade, slagaderontsteking, coronaire embolie, cocaïne of amfetamines, kunnen hogere cTnI titers geven
Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-03-13

Bart Glibert