

T3 vrij (FT3)

Aanvraag

Synoniemen:	Vrije T3 Vrij triiodothyronine
Aanvraag code LIS:	270; T3.vr-m

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	14.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja (cumulregel 218)
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd**Mannen****Vrouwen**

3.90-7.10 pmol/L

3.90-7.10 pmol/L

Extra informatie**Restricties:**

Heterofiele AB kunnen interfereren.
In vitro interferentie van anticonvulsiva en andere geneesmiddelen is mogelijk (zie bijsluiter).
Patiënten met biotine (vit H) kunnen verhoogde FT3 waarden hebben door verplaatsen van BT3 van de magnetische partikels, gecoat met streptavidine.

Overheidsinformatie**RIZIV nomenclatuur:**

546291

Nomenclatuur:546291 - 546302 B 250 Dosereren van vrije T3 #(Maximum 1)(Cumulregel [218](#), [220](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau