

T4 vrij (FT4)

Aanvraag

Synoniemen:	Vrije T4 Vrij thyroxine
Aanvraag code LIS:	269; T4.vr-m

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	8.0
Transportcondities:	Vol bloed
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja (cummulregel 218)
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd**Mannen****Vrouwen**

7.0-16.0 pmol/L

7.0-16.0 pmol/L

Extra informatie**Restricties:**

HAMA antilichamen kunnen interfereren.
Phenytoïne kan interfereren, Carbamazepine en non-thyroidal illness kunnen verlaagde waarden geven. Anti-inflammatoire geneesmiddelen (aspirine, salicylaten, fenylobutazone) interfereren, maar veel minder dan bij de FT3 bepaling .

Cross-reactivity: L-T4 >100% , D-T4
71 % , R-T3 23%, L-T3 1.7% ...

Overheidsinformatie**RIZIV nomenclatuur:**

546276

Nomenclatuur:546276 - 546280 B 250 Doseran van vrije T4 #(Maximum
1)(Cumulregel [218](#), [219](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau