

Indirecte Coombs

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 128

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype: Plasma
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Ortho Vision - Agglutinatie van RBC bij reactie tussen een As en zijn overeenkomstig Ag
Diamed gel techniek
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief

negatief

Extra informatie

Restricties:

Veiligheid: algemene regels GLP

Milieu: specifieke regels afvalverwerking labomateriaal

Opleiding: let op aanwezigheid fibrinedraden (vals positieve resultaten)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

555133

Nomenclatuur:

555133 - 555144 B 400 Opzoeken van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen met behulp van minstens een antiglobuline test via indirecte methode op een panel bestaande uit gefenotypeerde rode bloedcellen met een minimum van 18 antigenen #(Maximum 1) (Cumulregel [332](#)) (Diagnoseregul [34](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans