

Dengue IgG

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: DEN.IgG

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 2 ml
Transportcondities: Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo. De transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Inst. Tropische Gen. Klinisch Referentielabo
Toestel: ELISA IgG
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 10
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1 ratio

1 ratio

Extra informatie

Restricties:

Het is niet mogelijk op basis van serologie het onderscheid te maken tussen de 4 serotypes DENV-1, DENV-2, DENV-3 en DENV-4. Indien IgM-antilichamen worden aangetroffen tijdens de acute fase van de ziekte is het aangewezen een opvolgstaal te sturen om seroconversie na te gaan van de IgG-antilichamen. In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR en Ag-detectie. Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

551250

Nomenclatuur:

551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans