

Ureum

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 168 (ureum)
 166 (ureum voor dialyse)
 167 (ureum na dialyse)

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
 EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: Volbloed: 1 dag (stijgt erna)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische UV methode
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Nee
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	17-43 mg/dL	17-43 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bilirubine (20mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (2.5g/L)
Interferentie 3% voor Lip (500mg/dl)

Lipemische/icterische/hemolytische stalen vermijden.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125075
Nomenclatuur: 125075 - 125086 B 50 Doseran van ureum #(Maximum 1)
(Diagnoseregul [162](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau