

Reticulocyten (%)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 126

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staaltipe: Lithium-heparine of citraat
Minimum volume: 150 µl
Stabiliteit (dagen): 1.0
Transportcondities: 1 dag bij kamertemperatuur

Analyse

Uitvoerend Labo:
Toestel: XN3000 - Doorstroomcytometrie mbv halfgeleider laser (scattering en fluorometrie)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
125 j	0.4-2.3 %	0.4-2.3 %

Extra informatie

Restricties: Interferentie mogelijk bij: koude agglutines, RBC-aggregaten, reuze-BLT (PLT > 1x10⁶/μl), BLT-aggregaten/klonters, gefragmenteerde WBC, Malaria, Howell-Jolly lichaampjes

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 127131
Nomenclatuur: 127131 - 127142 B 70 Tellen van de reticulocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau