

Foliumzuur vol bloed

Aanvraag

Synoniemen:	Intracellulair foliumzuur; folaat
Aanvraag code LIS:	211

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	Heparine-bloed
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	Vol bloed: 3 uur bij KT°
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	6 uur
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	157.00-604.00 µg/L	157.00-604.00 µg/L

Extra informatie	
Restricties:	HAMA en heterofiele antilichamen kunnen interfereren.

Overheidsinformatie	
RIZIV nomenclatuur:	0520

Laatst gewijzigd	
2025-02-28	Justine Platteau