

C1esteraseinhibitor functioneel

Aanvraag

Synoniemen: C1INH (activiteit)
Aanvraag code LIS: C1_est.inh.act.ag_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 600 µl
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Nefelometrie
Colorimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	70-130 %	70-130 %

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556172
Nomenclatuur: 556172 - 556183 B 250 Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans