

Epstein Barr virus viral load

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: EBV.dna.kwt.VB_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: De stalen bereiken het laboratorium liefst binnen de 48u na bloedafname.
Verzending: kamertemperatuur
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: IVDR Alinity m EBV (Abbott molecular)
Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag tussen diensturen
Antwoordtijd (dagen): 10
Urgentie: Is op verzoek mogelijk
Terugbetaling via RIZIV: Neen
Accreditatie: Ja ISO 15189 (215-MED)
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Katrien Lagrou

Extra informatie

Restricties: Analysetijd: ongeveer 3 uur

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556916
Nomenclatuur: 556916 - 556920 B 2000 Opsporen op kwantitatieve wijze van het Epstein-Barr-virus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.