

## LDH CSV

### Aanvraag

Synoniemen: Lactaatdehydrogenase  
Aanvraag code LIS: 909

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Cerebro spinaal vocht  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Transportcondities:  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Kinetische UV methode bij 340 nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20 U/L

20 U/L

## Extra informatie

Restricties:

Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)  
Interferentie 3% voor Lipemie (1000mg/dl)

Er mag niet de minste hemolyse bestaan.  
(hoge intracellulaire concentratie)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

544036

Nomenclatuur:

544036 - 544040 B 150 Dosereren van melkzuurdehydrogenasen  
#(Maximum 1)(Cumulregel [59](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau