

## Glucose gewrichtsvocht

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 762

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Gewrichtsvocht  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 0.2  
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo.  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen           | Vrouwen          |
|----------|------------------|------------------|
|          | 60.0-114.0 mg/dL | 60.0-114.0 mg/dL |

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl)  
Interferentie 20% voor Hb (150g/L)  
Interferentie 10% voor Lip (700mg/dl)  
Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 545370  
Nomenclatuur: 545370 - 545381 B 80 Dosereren van glucose #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur