

## Transferrine saturatie

### Aanvraag

Synoniemen: TIBC  
Aanvraag code LIS: 133

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Alternatief Staalttype:  
Minimum volume: 200 µl  
Transportcondities:

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800.1  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4 uur  
Urgentie: 90 minuten  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen  | Vrouwen |
|----------|---------|---------|
|          |         | 15-50 % |
|          | 20-50 % | 20-50 % |

## Extra informatie

Restricties: TIBC is een berekening uitgaande van transferrine.  
TIBC = 1.41 TRFE

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans