

Adenovirus-antigen

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 7851 of ADV.ag.ASP_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Nasofaryngeaal aspiraats
Alternatief Staaltype: Nasofaryngeale spoelingen, aspiraten of ESwab
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Transporteer het verse staal zo snel mogelijk naar het laboratorium.
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbi

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Kwalitatieve immunochromatografische test met een nitrocellulose gesensibiliseerde membraan
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4 u
Urgentie: 90 minuten
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2026-01-13

Eva Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.