

Selenium (vol bloed)

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Se

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Zware metalen

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 1 Oligobuis

Stabiliteit (dagen):

Transportcondities: 1 dag bij KT

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)

Uitvoeringsfrequentie: 2x/week

Antwoordtijd (dagen): 14

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

138-276 µg/L

138-276 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2026-06-15

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.