

Eiwit 24u PD vocht

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: EIW.PD.24u

Staal

Patiëntvoorbereiding: 24 uur collectie
Voorkeurstaaltype: PD 24uurs vocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 2.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Fotometrische colorimetrie bij 470/600 nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Sterke hemolyse leidt tot vals hoge waarden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 125532
Nomenclatuur: 125532 - 125543 B 50 Dosereren van totale proteïnen
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [1](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.